

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162 BVBND-CV
Tư: Đề nghị thẩm định giá

Hưng Yên, ngày 03 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Quý công ty

Tổ chức/cá nhân yêu cầu thẩm định giá: **BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỈNH HƯNG YÊN.**

Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Đại diện: Ông Trần Xuân Khánh Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế: 0900234508 - 003

Số điện thoại: 02213.600336

Fax: 02213 865 390

Số tài khoản: 9527.2.1092077/3716.0.1092077 tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên

Đề nghị Quý Công ty thực hiện thẩm định giá của tài sản chi tiết như sau:

1. Tài sản thẩm định giá: Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị y tế năm 2025
2. Số lượng: Chi tiết trong phụ lục Thông tin tài sản kèm theo Đề nghị này.
3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo mua sắm mới theo quy định pháp luật hiện hành.
4. Địa điểm thẩm định giá: Hưng Yên và các vùng lân cận
5. Thời điểm thẩm định giá (cụ thể tháng, năm): tháng 3, 4/2025
6. Thời hạn công việc thực hiện thẩm định giá: 20 ngày

Sau khi tham khảo trình tự, thủ tục và mức giá dịch vụ thẩm định giá của Quý Công ty, chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị thẩm định giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý của Hồ sơ cung cấp.

- Tạm ứng, thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới Quý Công ty ngay khi nhận được bản chính Chứng thư thẩm định giá (03 bản, bằng Tiếng Việt) của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, Dược - CNK và vật tư y tế.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Khánh

Danh mục yêu cầu thẩm định giá:

Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị y tế năm 2025

(Kèm theo số **162** /BVND-CT, ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên về việc **đề nghị thẩm định giá**)



TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mỗi thầu	Đơn vị
1	Hiệu chuẩn Pipet đơn 10.1 Micropipet DRAGON Model: MED Seri:DR01639 10.2 Micropipet THERMO Model: Finnpipepe F1 Seri:MZ19873 10.3 Micropipet THERMO Model: Finnpipepe F1 Seri: LH79485 10.4 Micropipet DRAGON Model: MED Seri:DR62830 10.5 Micropipet THERMO Model: Finnpipepe F1 Seri: ZY55296	Kiểm tra sai số pipet, căn chỉnh lại các thông số, chỉ số pipet (Dung tích hiệu chuẩn: tại 3 mức trên dải dung tích) Tra dầu mỡ cho pipet	1 lần /1 năm	5
2	Tủ An toàn sinh học cấp II ESCO AC2-4E1 Model: AC2-4E1 Seri: 201382079 Công ty (hãng SX): ESCO Nước sản xuất: Indonesia Năm sản xuất: 2013	Kiểm tra hệ thống main mạch Kiểm tra Filter Kiểm tra đèn sáng, đèn UV Căn chỉnh gió trong tủ đạt yêu cầu về tốc độ gió Tốc độ dòng khí vào Tốc độ dòng khí thổi xuống Cường độ ánh sáng Cường độ ánh sáng tím (nếu có) Độ ồn, độ dịch chuyển	1 lần /1 năm	1
3	Tủ sạch Cleanbean Model: MCV-711ATS(T) Seri:08030004 Công ty (hãng SX): SANYO-Ja Nước sản xuất: Nhật Bản Năm sản xuất: 2007	Kiểm tra motor, kiểm tra đèn sáng, đèn UV Căn chỉnh gió trong tủ đạt yêu cầu về tốc độ gió Tốc độ dòng khí vào Tốc độ dòng khí thổi xuống Cường độ ánh sáng Cường độ ánh sáng tím (nếu có) Độ ồn, độ dịch chuyển	1 lần /1 năm	1



4	Tủ âm sâu -20 độ SANYO	Kiểm tra nhiệt độ, căn chỉnh cài đặt lại nhiệt độ cho phép của tủ	1 lần /1 năm	1
	Model: MDF-137	Nhiệt độ hiệu chuẩn -20oC		
	Seri:11110054	Độ đồng đều, ổn định nhiệt độ		
	Công ty (hãng SX): Sanyo-Electric Nước sản xuất: Nhật Bản Năm sản xuất: 2012			
5	Tủ lạnh âm ALABTECH	Nhiệt độ hiệu chuẩn -80oC	1 lần /1 năm	1
	Model: LDF_901U	Độ đồng đều, ổn định nhiệt độ		
	Seri:2021041001BQ	Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh lại nhiệt độ nếu nhiệt độ bị sai lệch nhiều/ không đồng đều		
	Công ty (hãng SX): Labttech Nước sản xuất: Hàn Quốc Năm sản xuất: 2020	Kiểm tra quạt gió trong tủ		
6	Máy ly tâm RotoFix 32A	Kiểm tra căn chỉnh cân bằng của trục máy ly tâm	1 lần /1 năm	1
	Model: RotoFix 32A	Kiểm tra vòng quay, căn chỉnh tốc độ quay		
	Seri: 0043674-05			
	Công ty (hãng SX): Hettich Nước sản xuất: Đức Năm sản xuất: 2020			
7	Máy X-quang kỹ thuật số DR (DEL MEDICAL; Mỹ; 2017) Model: ANTHEM 50 - 650 Seri: 02952-1017-W:02951-1017-W:03030-1017-W:02634-0917-W:02941-1017-W:02949-1017-W:1710499:7F0037:59331183	Đo kiểm xạ phòng chụp X- Quang	1 lần /1 năm	1
8	Liều kế cá nhân	Đọc liều kế cá nhân (2 liều kế: đọc 4 lần trên năm)	4 lần/ năm	8

9	Máy siêu âm đo độ xơ gan Fibro Scan 530 (Echosens, Pháp, 2019) Model: FIBROSCAN 530 COMPACT Seri: F81173	Trước khi hiệu chuẩn: kiểm tra hiện trạng đầu dò như vỏ, nút bấm, cao su bảo vệ, dây dẫn tín hiệu, jack cắm tín hiệu, nhãn, đèn tín hiệu khi đầu dò hoạt động, đầu phát tia. Kiểm tra các thông tin trong máy: thời điểm hiệu chuẩn, kiểm tra khả năng hoạt động đo đặc của đầu dò	1 lần /1 năm	1
		Thực hiện hiệu chuẩn: thực hiện hiệu chuẩn trên thiết bị của hãng (calib bench), đo đặc các thông số chuyên biệt của đầu dò, kiểm tra và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nếu có thông số vượt mức, máy sẽ báo cáo cần thay thế linh kiện sửa chữa, cân chỉnh tự động nếu trong ngưỡng cho phép của nhà sản xuất, xuất báo cáo		
		Thực hiện kiểm tra đo đặc sau hiệu chuẩn		
		Vệ sinh đầu dò		
10	Máy siêu âm 4D LOGIQ C5 Premium (GE MEDICAL SYSTEMS, Mỹ, 2014) Model: LOGIQ C5 Premium Seri: 358000WX8	Kiểm tra tổng quát máy, đánh giá chức năng hoạt động của máy.	1 lần /1 năm	1
		Vệ sinh các các tấm lọc bụi, kiểm tra hệ thống thông gió, làm mát máy. Làm sạch và đảm bảo kết nối giữa các board mạch		
		Kiểm tra ngoại quan các chi tiết máy và thiết bị ngoại vi		
		Kiểm tra tình trạng và thời hạn calib đầu dò		
		Kiểm tra các giá trị điện áp, các ngưỡng an toàn điện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
Tổng cộng 10 thiết bị:				

HUNG
YÊN

Ghi chú: Đề nghị thẩm định giá: giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển bàn giao tới Bệnh viện
 Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hưng Yên